

## Postup měření

1. Ujistěte se, že režim měření nad obrazovkou je režim tělesné teploty.
2. Chcete-li měřit teplotu, nasměrujte teploměr na čelo, mezi obočí a udržujte jej rovný, vzdálený 3 až 5 cm od pokožky. Stiskněte tlačítko měření po dobu 1 sekundy a po pípnutí se okamžitě zobrazí naměřená hodnota.
3. Pokud naměřená hodnota překročí nastavenou hodnotu horečky (38 °C), spustí se varovný tón pěti „pípnutí“, které mají měřenou osobu upozornit, že má horečku. Aby byla zajištěna přesnost měření, doporučujeme ji změřit 5x s 30sekundovým rozestupem.

## Popis produktu

1. LCD displej
2. Tlačítko plus
3. Tlačítko na přepnutí měřícího režimu
4. Zapínací / měřící tlačítko
5. Tlačítko minus
6. Infračervený detektor
7. Dvířka baterie

